

	Мультифункциональная система Harmony XL PRO- это мощное, комплексное решение широкого спектра наиболее востребованных эстетических процедур. Предлагает широкий выбор технологий, насадок, наконецниковиметодовлечениядлядостижениянепревзойденныхрезультатов. Когда все технологии работают в гармонии - это Harmony XL PRO! Запатентованные технологии Alma : SHR(SuperHairRemoval)-постепенный нагрев дермы до температуры, при которой разрушаются волосяные фолликулы. In-Motion- непрерывная подача лазерного излучения во время движения насадки. iPixel-фракционное воздействие лазерногоизлучения, которое формируется благодаря линзе,которая делит лазерный луч на микрофракции	€ 63 800
---	--	-----------------

Технологии и наиболее востребованные насадки

Фото	Описание	Длина волны	Флюенс	Ресурс	Стоимость Евро
1.Технология AFT (Advanced Fluorescence Technology - Усовершенствованная флуоресцентная технология). Запатентованная технология AlmaLasers. При помощи специальной системы фильтров коротковолновая и ультрафиолетовая части спектра преобразуются в дополнительную энергию и усиливают эффективность светового излучения.					
	Насадка AFT SHR с охлаждением (5 см) - Эпиляция Основана на запатентованной технологии SHR (SuperHairRemoval) - постепенный нагрев дермы до температуры, при которой разрушаются волосяные фолликулы. При этом окружающие ткани не повреждаются. Это преимущество делает эпиляцию абсолютно безболезненной и безопасной. Технология In-Motion (непрерывное "скользящее" движение насадки) позволяет быстро и равномерно распределять энергию импульса по обрабатываемой зоне, что сокращает время проведения процедуры и исключает возможность непроработанных участков.	650-950 нм	5-25 Дж/см2	1 000 000	€ 6 160
	Насадка AFT SSR с охлаждением (Омоложение) Используя низкие мощности, короткие импульсы, широкий выбор длины волн. Насадка SSR позволяет Вам проводить широкий спектр высокоэффективных процедур: устранение мелких морщин, устранение диффузного купероза, устранение поверхностной телеангиэктазии и пигментации, борьба с фотостарением и улучшение цвета лица.	540-950 нм	1-15 Дж/см2	1 000 000	€ 5 200
	Насадка Dye-SR с охлаждением Это светотерапевтический модуль с длиной волны 550-650 НМ для лечения всех видов гиперпигментаций и поверхностных сосудистых нарушений. Работает по запатентованной технологии ALMA LASERS, позволяющей накопить энергию и селективно воздействовать на определенны хромофор, в данном случае - меланин.	550-650 нм	1-15 Дж/см2	1 000 000	€ 5 500
	Насадка Dye-VL с охлаждением Оснащен высокомоощным прицельным светотерапевтическим модулем для целевого неинвазивного лечения нарушений пигментации и сосудистых поражений кожи. Лечения доброкачественных сосудистых заболеваний кожи включая капиллярную гемангиому, гемангиомы, сосудистые звездочки на лице, и теле, купероз, эритему или розовые угри, ангиомы и паукообразные гемангиомы, пойкилодермию Циватте, вены на ногах и венозную мальформацию	500-600 нм	до 15 Дж/см2	1 000 000	€ 5 500

	NEW!! Инновация! Насадка Dye-VL 1см с охлаждением (эпидермальным , контактным) Оснащен высокомоощным прицельным светотерапевтическим модулем для целевого неинвазивного лечения нарушений пигментации и сосудистых поражений кожи. Данная технология обеспечивает равномерное распределение импульса с целью равномерной подачи энергии для более безопасного лечения темной кожи и минимизации риска побочных эффектов. Диапазон имеет 2 пика поглощения по оксигемоглабину 542 и 577Нм, что позволяет работать с поверхностными сосудами. Данная технология расширит показания для лечения за счет дополнительных параметром длительности импульса. Уникальный инструмент для лечения сосудистой патологии , расположенной в верхнем сосудистом сплетении	450-600 нм	5 - 30 Дж/см2	1 000 000	€ 8 000
	Насадка AFT Acne 420 без охлаждения (лечение акне) фототерапевтическое воздействие на воспаленные элементы акне. В модуле реализован механизм импульсного излучения в диапазоне длин волн голубого цвета. Параметры настройки модуля могут быть настроены таким образом, что излучение, создаваемое модулем, будет проникать в кожную ткань и поражать пропинобактерии.	420-950 нм	5-25 Дж/см2	1 000 000	€ 3 190
	Насадка AFT SST Модуль SST С системой охлаждения системы Harmony XL эмитирует излучение в ближней инфракрасной области спектра. Это излучение генерируется источником импульсного излучения. Модуль SST с системой охлаждения можно использовать для лечения таких дефектов кожи, как стрии и растяжки, а также для коррекции шрамов и уменьшения морщин.	780-950 нм	0,5-3,5 Дж/см2	1 000 000	€ 5 720
2.Технология UVB.					
	Насадка HighPower UV (лечение псориаза) Насадка UV создает мощный поток излучения для лечения дерматозов: псориаз, лейкодерма, витилиго, стрии, атопический дерматит, экзема и гипопигментированные рубцы. Лечение происходит гораздо быстрее, чем при UVA или UVB фототерапии. Процедура не требует применения фотосенсибилизаторов и других препаратов. Лечение подвергается только определенный участок, чтобы избежать попадания светового потока на здоровую ткань.	270-380 нм	2-4,5 Дж/см2	50 000	€ 3 500
3.Технология LED.					
	Насадка Yellow LED Имеет встроенную матрицу диодов, которые излучают желтый свет. Усиление кровотока, расслабление мышц и облегчение боли. Повышение иммунитета кожи. Лечение складок, борозд и морщин.	560-620 нм	1,5 W	без ресурса	€ 3 190
4.Технология NIR.					

	Насадка NIR (инфракрасный термолифтинг) Используется высокомогущный источник света в около инфракрасном спектре. Технология обеспечивает безопасный и эффективный прогрев глубоких слоев кожи, стимулирует выработку нового коллагена для подтяжки тонкой и дряблой кожи.	1300 нм	5-25 W	без ресурса	€ 6 050
5.Лазерные модули.					
	ClearLift High Power Q-switched Nd:YAG 1064/532 Первый в мире фракционный неаблятивный Q-Switched лазер, который проводит безболезненные процедуры по коллагеновому ремоделированию и подтяжке кожи. Модуль HighPower QSW 1064нм Nd:YAG имеет высокомогущный прицельный лазерный наконечник для неинвазивного удаления татуировок разного цвета, а также для удаления глубоких и поверхностных доброкачественных пигментных образований, карбоновый пилинг.	1064/532 нм	600-1200	10 000 000	€ 20 350
	LP 1064нм Nd:YAG Fungus с системой охлаждения Мощное решение для удаления поверхностных сосудистых поражений и глубоких вен. Преимущество насадки- уникальный вид открытого угла с пилотным лучом, который значительно улучшает визуализацию подкожных кровеносных сосудов. Встроенная в наконечник система контактного охлаждения позволяет проводить комфортные процедуры для пациента, минимизирует риски получения побочных эффектов.	1064 нм	100-200 Дж/см ² ; 30-450 Дж/см ² ; 30-150 Дж/см ²	10 000 000	€ 20 350
	Er:YAG 2940 нм (лазерная шлифовка кожи) В основу технологии Pixel 2940 положен следующий принцип: заранее запрограммированное лазерное излучение проходит через решетку микрооптических пиксельных линз, и затем это излучение проникает в кожу. Мягкое воздействие на кожу позволяет лечить участки с нежной кожей, такие как шея, грудь и руки. Короткий восстановительный период	2940 нм	200-1200 мДж/п, 600-1800 мДж/п, 800-2500 мДж/п	10 000 000	€ 23 760
	NEW!! Инновация! 3 000 мДж В два раза увеличенная мощность !!! ClearSkin Er:Glass 1540 нм (лечение акне, омоложение) ClearSkin – это первая технология, которая совмещает неаблятивное лазерное воздействие для лазерной шлифовки, а также имеет систему одновременного контактного охлаждения и вакуумной технологией для эффективного и безопасного лечения акне.	1540 нм	300-1000 мДж/п	10 000 000	€ 25 920